
14-5-2018



WESSELING BV

Quality since 1958

New Plaster Master

Gebruikershandleiding en onderhoudsvorschriften



CE

INHOUD:

| | |
|---|-----------|
| 1. Algemene informatie | 2 |
| - Fabrikant | - 2 |
| - Beschrijving doel en gebruik van product | - 2 |
| - Opslag en bewaren | - 2 |
| - Symbolen | - 2 |
| 2. Speciale waarschuwingen en gebruikers instructies | 3 |
| 3. Gebruik | 3 |
| - Opstarten | - 3 |
| - Instellingen en aanpassingen | - 3 |
| - Verplaatsen en remmen | - 5 |
| - Instellen en gebruik opties en accessoires | - 6 |
| 4. Schoonmaak | 10 |
| 5. Onderhoud | 10 |
| - Preventief onderhoud | - 10 |
| - Correctief onderhoud | - 10 |
| - Reserve onderdelen | - 10 |
| 6. Problemen oplossen | 11 |
| 7. Technische gegevens | 11 |
| 8. Garantie en voorwaarden | 12 |
| 9. Service record | 12 |

1. ALGEMENE INFORMATIE

FABRIKANT

Wesseling BV, Venenweg 31, 1161 AK Zwanenburg, Nederland-Tel.+31 204975183-Fax+31 204975909 – website: www.wesseling-bv.com

BESCHRIJVING DOEL EN GEBRUIK VAN PRODUCT

De New Plaster Master is bestemd voor onderzoek en behandeling van patiënten. Door gebruik te maken van de verschillende opties is deze tafel zeer multifunctioneel en kan gebruikt worden voor vrijwel iedere toepassing. Het gehele frame is voorzien van een duurzame epoxy-coating en de ligdelen zijn bekleed en bedekt met synthetisch leder. De tafel is uitgerust met hoge kwaliteit elektrische actuatoren. De complete tafel, het torso gedeelte en de het rugdeel zijn alleen elektrisch verstelbaar. De voetendelen en bovenbeendelen kunnen worden ingesteld met behulp van gasveren. De gasveren worden bediend door hendels die zich bevinden aan weerskanten van de tafel. De New Plaster Master is voorzien van een centraal wielhefsysteem. Dit wielhefsysteem is te bedienen door een voetpedaal dat zich aan de achterzijde van de tafel bevindt.




OPSLAG

Wanneer het product wordt opgeslagen, moeten de ruimte aan de volgende voorwaarden voldoen:




1. Luchtvochtigheid 10% / 90% - temperatuur-10 ° C / + 50 ° C

SYMBOLEN

De verschillende symbolen in deze handleiding en op de apparatuur zelf zijn bedoeld om de aandacht van de gebruiker te vestigen op belangrijke veiligheids waarschuwingen en nuttige informatie. Houdt u aan alle waarschuwingen en beperkingen en wees bedachtzaam op alle aangekondigde gevaren.

| | |
|---|---|
|  | WAARSCHUWING Waarschuwingberichten worden gebruikt om gebruikers/patiënten te adviseren over elk risico van letsel of gevaar indien de opgegeven procedures en voorwaarden niet zorgvuldig tijdens werking of het onderhoud activiteiten niet in acht worden genomen. |
|  | GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK Dit waarschuwingssymbool identificeert dat onderhoud instructies of procedures die, indien niet in acht genomen, kunnen leiden tot het risico van een elektrische schok. |
|  | LET OP Waarschuwing symbolen worden gebruikt om gebruikers te adviseren over gebruik, onderhoud en de toestand van de tafel. Indien deze waarschuwingen niet in acht worden genomen kan dit tot schade leiden aan de apparatuur. |

2. SPECIALE WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKERS INSTRUCTIES

| | |
|--|---|
|  | <p>Apparatuur mag niet worden gebruikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zonder de gebruikershandleiding te lezen. • Wanneer de belasting groter is dan de aangegeven capaciteit. • Zonder visueel contact met de patiënt. • Wanneer de patiënt en/of de apparatuur niet stabiel genoeg is. • Wanneer tafel is niet op de poten staat tijdens stilstaan, tijdens de behandeling, of wanneer de patiënt wordt verplaatst naar/van andere apparatuur. • Wanneer er met het oorspronkelijke product is geknoeid en/of aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke configuratie. • Wanneer de besturingselementen en/of onderdelen defect of slechts gedeeltelijk defecte zijn. • Wanneer de tafel/optie niet goed is ingesteld of wanneer men denkt dat het schade kan het toebrengen aan een patiënt of een gebruiker. • Zorg dat er geen lichaamsdelen in de buurt komen van bewegende onderdelen en/of besturingselementen. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Sluit de tafel niet aan op een elektrische systeem dat niet aan de huidige veiligheidsvoorschriften voldoet. • Zorg dat er geen vloeistoffen van welke aard dan ook op de elektrische apparatuur kunnen morsen. • Ontkoppel altijd de voeding voordat er gewerkt wordt aan de elektrische onderdelen of om de tafel te kunnen verplaatsen. • Breng geen schade toe aan de elektrische kabels: voorkom breken; Trek niet aan de kabels om de snoeren te verwijderen, enz. • Elektrische kabels moeten regelmatig worden gecontroleerd om te zien of ze zijn beschadigd. In geval van twijfel, moeten ze worden vervangen. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Schuimrubber en kunststof componenten kunnen branden als ze in contact komen met open vuur. • Bijtende en/of schurende schoonmaakmiddelen kunnen de kappen, doppen en lak beschadigen. • De apparatuur is niet geschikt voor gebruik buitenshuis en/of in oppervlakken die niet vlak genoeg zijn. • UV- en warmte therapie lampen kunnen de bekleding beschadigen. |
| <p>!!!!!!!!!!!! LAAT DE TAFEL NOOIT ONBEHEERD ACHTER WANNEER ER EEN PATIËNT OP LIGT/ZIT !!!!!!!!!!!!!</p> | |



3. GEBRUIK









OPSTARTEN

Voor het vervoeren van de tafel is deze afgedekt met beschermende middelen die moeten worden verwijderd voor gebruik. Zorg ervoor dat scharen en/of messen niet in direct contact komen met het product. Eventuele beschadiging tijdens het vervoer moet onmiddellijk worden gemeld aan de vervoerder en de leverancier, zonder gebruik te maken van de apparatuur om veiligheidsredenen.





INSTELLINGEN EN AANPASSINGEN

De tafel is uitgerust met hoge kwaliteit elektrische actuatoren. De complete tafel, het torso gedeelte en de het rugdeel zijn alleen elektrisch verstelbaar. De voetendelen en bovenbeendelen kunnen worden ingesteld met behulp van gasveren. De gasveren worden bediend door hendels die zich bevinden aan weerskanten van de tafel.

| AANPASSING/FUNCTIE | BEDIENING | PROCEDURE |
|---|---|--|
|  |  | <p>De tafel is aan beide zijden voorzien van een roestvrijstalen schakelaar, met drie functies.</p> <p>Duw op het desbetreffende symbool om de hoogte van de tafel aan te passen. Als u de gewenste hoogte bereikt heeft laat u de betreffende schakelaar los.</p> |



| | | |
|---|---|--|
|  |  | <p>De schakelaar die zich het dichtst bij het voeten gedeelte bevindt gebruikt u om de complete tafel in hoogte te verstellen.</p> |
|  |  | <p>De middelste schakelaar is voor het verstellen van het torso-deel.</p> |
|  |  | <p>De schakelaar aan de kant van de rugklep is voor het verstellen van dit deel.</p> |
|  |  | <p>Voor het aanpassen van de beendelen gebruikt u de gasveerhendel en ondersteunt u het deel als het beweegt. Laat de hendel los als de gewenste positie is bereikt. De gasveerhendels bevinden zich aan beide zijden van de tafel.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>! WAARSCHUWING !</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Als het gewicht van de patiënt op de voeten sectie rust, activeert u de gasveerhendel alleen indien u zeker weet dat het gehele gewicht wordt ondersteund. • Het instellen van de verstelbare secties kan knellingen veroorzaken in de buurt van de scharnieren. • Ga niet zitten op de beendelen |

| | | |
|---|---|--|
|  |  | <p>Voor het aanpassen van de bovenbeen-delen gebruikt u de gasveerhendel en ondersteunt u het deel als het beweegt. Laat de hendel los als de gewenste positie is bereikt. De gasveerhendels bevinden zich aan beide zijden van de tafel.</p> <p style="text-align: center;">⚠ WAARSCHUWING ⚠</p> <ul style="list-style-type: none"> Als het gewicht van de patiënt op de voeten sectie rust, activeert u de gasveerhendel alleen indien u zeker weet dat het gehele gewicht wordt ondersteund. Het instellen van de verstelbare secties kan knellingen veroorzaken in de buurt van de scharnieren. |
|  |  | <p>Om ruimte te creëren voor het maken van een gipsbroek of korset, kan een deel van het torso-deel worden verwijderd:</p> <ul style="list-style-type: none"> Druk het desbetreffende symbol op de voetschakelaar in en zet het torso gedeelte in de hoogste stand. Draai de sterknop los aan de linkerzijde van de tafel. Aan de rechterzijde bevindt zich een trekknop. Trek deze uit en trek gelijktijdig aan het zitgedeelte om deze te verwijderen. <p>Het zitgedeelte kan nu verwijderd worden. Om dit deel terug te plaatsen herhaalt u bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.</p> <p style="text-align: center;">⚠ WAARSCHUWING ⚠</p> <ul style="list-style-type: none"> Verstel de hoogte van het bovenlichaam-deel alleen wanneer de bekken steun volledig is ingeschoven of verwijderd. Controleer daarom altijd goed of de zwarte borgpen is ingeschoven en de zwarte sterknop volledig is aangedraaid. |
|  |  | <p>De papegaai is bij de New Plaster Master bevestigd aan het bovenframe. Hierdoor beweegt dit frame mee als de hoogte van de tafel wordt aangepast. De afstand tussen de handgrepen en de bekleding blijft dan dus gelijk. De papegaai is verstelbaar in diepte en breedte.</p> <ul style="list-style-type: none"> Diepte aanpassen: Draai de sterknop aan de onderzijde los. Het complete frame met triangelgrepen kan nu worden verschoven. Als de gewenste positie is bereikt draait u de knop weer vast. Breedte aanpassen: Draai de sterknop aan de bovenzijde los. De twee chromen armen kunnen nu worden versteld. Als de gewenste positie is bereikt draait u de knop weer vast. |

| | | |
|---|---|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> • Beide triangelgrepen kunnen worden verwijderd. Druk de rode knop in van de vergrendelpen en trek deze uit de houder. • De hoogte van de grepen is instelbaar en zijn voorzien van een oprolautoomaat. Druk op de rode knop en breng de greep naar de gewenste hoogte, en laat dan de knop weer los. |
|  |  | <p>De tafel is standard voorzien van roestvrijstalen rails aan beide zijde van de tafel, en over de gehele lengte. Op deze rails kunnen verschillende klemmen worden gebruikt.</p> |

VERPLAATSEN EN REMMEN

De New Plaster Master heeft vier zwenkwielen om te kunnen bewegingen in krappe ruimtes. Aan de achterkant-kant van de tafel bevindt zich de beugel van het wiel-lift systeem. Door deze beugel naar beneden te drukken wordt de tafel mobiel. Til de beugel omhoog na het bereiken van de gewenste positie zodat de wielen weer worden ingetrokken. Gebruik nooit de tafel als de wielen niet volledig zijn ingetrokken! De vier poten zijn voorzien van stelvoeten en kunnen individueel worden aangepast wanneer de vloer niet vlak is.

| DE TAFEL VERPLAATSEN | DE TAFEL OP DE POTEN ZETTEN | PROCEDURE |
|---|--|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> • Om de tafel te verplaatsen duwt u de beugel aan de achterzijde naar beneden. • Om de tafel op de poten te zetten duwt u de beugel aan de achterzijde weer omhoog totdat alle poten op de grond staan. |


WAARSCHUWING


- Het is essentieel om de tafel op de poten te zetten tijdens het verplaatsen of behandelen van patienten.

INSTELLEN EN GEBRUIK VAN OPTIES EN ACCESSOIRES:

Door middel van divers opties kan het gebruik van de tafel worden uitgebreid met diverse opties en accessoires.

| OPTIES EN ACCESSOIRES | INSTELLEN / BEDIENING | PROCEDURE |
|--|---|--|
| <p>Canvas band en span apparaat</p>   |  | <p>De optionele band can gebruikt worden om een gipskorset aan te brengen terwijl de patiënt op de tafel ligt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het torso-deel is in de laagste stand. Trek de stalen pen uit de staander van de papegaai door de zwarte knop los te draaien. Neem de rode canvas band en houd de lus aan de brede zijde van de band tussen de staanders. Duw de pen door de staanders en de band en draai de knop weer vast. • Breng het spanapparaat aan in de daarvoor bestemde buis tussen de bovenbeendelen. Draai de schroef aan de voorzijde van de tafel aan op het spanapparaat vast te zetten. Het apparaat is correct bevestigd als de hendel aan de linkerzijde is, als u voor de tafel staat. • Nu kan de patiënt plaats nemen op de tafel en op de band. Zorg ervoor dat de patiënt zicht vasthoudt aan de handgrepen. Om meer stabiliteit te geven kunnen de bovenbeensteunen in hoogste stand worden gezet. Eventueel kunnen de optionele insteekbare hielsteunen worden gebruikt. • Breng nu het torso-deel op de juiste hoogte, zodat de band niet boven de stalen pen uit komt. Stop de band in het spanapparaat en breng deze op spanning met de meegeleverde ratel. Breng vervolgens eerst de veiligheidspen aan, en verwijder de ratel. Zorg ervoor dat de patiënt stabiel ligt, en laat vervolgens het torsogedeelte zakken. Nu ontstaat de ruimte om de behandeling uit te voeren. • Na het aanbrengen van het korset of de gipsbroek brengt u het bovenlichaamdeel weer omhoog om de patiënt te ondersteunen. Verwijder de veiligheidspin en breng met de ratel de band een beetje op spanning. Dit moet gebeuren om de zwarte hendel in te kunnen drukken. Druk de zwarte handel naar beneden om de band te ontspannen. Trek vervolgens de band tussen de patiënt en het gips vandaan. Laat het torso-deel weer zakken om de patiënt terug te brengen naar de eerste positie. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  WAARSCHUWING  </div> <ul style="list-style-type: none"> • Kijk goed uit bij het bewegen van het torso-deel. Zorg ervoor dat lichaamsdelen van u of de patiënt niet bekneld kunnen raken. |
| <p>Bekkensteun voor kinderen</p>   |  | <ul style="list-style-type: none"> • Steek de adapter voor de Lexaan steun in de daarvoor bestemde buis. • Laat het torso-deel omhoog komen door het desbetreffende symbool in te drukken op de voetschakelaar. Zorg dat dit deel op dezelfde hoogte is als de bovenkant van de adapter. • Trek de zwarte knop op de adapter omhoog en schuif de Lexaan strip door de adapter. Laat de pen los en zorg dat deze vastklikt bij het handvat. • Om de steun weer te verwijderen herhaalt u deze stappen in omgekeerde volgorde. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  WARNING  </div> <ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat er geen gewicht leunt op de Lexaan strip als u deze probeert te verwijderen. • De Lexaan strip heeft een maximaal toelaatbaar gewicht van 25 kg. |

Tractie systeem



Het tractie-systeem kan worden gebruikt voor de vinger, pols en onderarmtractie. De volgende opties zijn nodig om dit systeem correct te laten werken:

- Tractie systeem
- Railklem (2x)
- Frame voor Chinese vingers
- Chinese vingers
- Boven-arm steun

Het tractie-systeem is verstelbaar in hoogte, breedte, diepte en in hoek.

- Aanpassen van de breedte: Draai de middelste knevel van de klem los en draai het tractie-systeem naar binnen of naar buiten. Draai de knevel weer vast als de gewenste positie is bereikt.
- Aanpassen van de hoogte: Draai de middelste knevel van de klem los en breng het tractie-systeem op de juiste hoogte. Draai de knevel weer vast als de gewenste positie is bereikt.
- Diepte aanpassen met klem: om het tractie-systeem in de juiste positie te zetten kunt u de klem over de rails verschuiven. Draai of trek de onderste hendel op de klem los en breng het systeem in de juiste positie. Maak de klem vervolgens weer vast op de positie te behouden.
- Diepte aanpassen met het tractie-systeem: In het midden, bovenop het tractie systeem zit een zwarte knevel. Draai de knevel los en schuiven het systeem naar voren of naar achter. Draai de knevel vast als u de juiste positie heeft bereikt.
- Hoek aanpassen met klem: Draai de middelste knevel van de klem los en zet het tractie-systeem in de juiste hoek. Draai de knevel weer vast als de gewenste positie is bereikt.
- Hoek aanpassen met tractie-systeem: Aan de voorzijde van het systeem bevindt zich een zwarte sterknop. Draai de knop los en zet de haak in de juist hoek. Draai de knop weer vast op de positie te behouden.

Om het systeem te gebruiken en spanning op te bouwen draait u aan de zwarte hendel aan de achterzijde. Het systeem is voorzien van een zeer fijne spoed en daardoor gaat het heel langzaam.

Klem



De in hoek verstelbare klem is noodzakelijk om een aantal optionele accessoires te kunnen gebruiken. Deze klemmen passen op de rails die standard wordt geleverd op de New Plaster Master.

- Klem aanbrengen op de rails: breng de klem in een neerwaartse beweging aan op de rails. Maak de klem vast met de knevel aan de onderzijde van de klem.
- Accessoires aanbrengen in klem: Zet de accessoire in de klem (max diameter 20mm) en draai knevel in het midden van de klem vast.
- Hoek aanpassen met klem: Draai de middelste knevel van de klem los en de accessoire in de juiste hoek. Draai de knevel weer vast als de gewenste positie is bereikt.

Bovenarm steun



De bovenarm steun zorgt ervoor dat de arm van een patiënt vastgezet kan worden, bijvoorbeeld tijdens tractie. Deze steun kan alleen gebruikt worden in combinatie met de klem.

- Klem aanbrengen op de rails: breng de klem in een neerwaartse beweging aan op de rails. Maak de klem vast met de knevel aan de onderzijde van de klem.
- Accessoires aanbrengen in klem: Zet de accessoire in de klem (max diameter 20mm) en draai knevel in het midden van de klem vast.

De bovenarm steun kan worden versteld in hoogte, breedte, diepte en hoek.

- Aanpassen van de breedte: Draai de middelste knevel van de klem los en draai de steun naar binnen of naar buiten. Draai de knevel weer vast als de gewenste positie is bereikt.
- Aanpassen van de hoogte: Draai de middelste knevel van de klem los en breng de steun op de juiste hoogte. Draai de knevel weer vast als de gewenste positie is bereikt.
- Diepte aanpassen met klem: om de armsteun in de juiste positie te zetten kunt u de klem over de rails verschuiven. Draai of trek de onderste hendel op de klem los en breng de steun in de juiste positie. Maak de klem vervolgens weer vast op de positie te behouden.

Opklapbaar zitgedeelte






Als u kiest voor deze optie, kunt het zitgedeelte omhoog klappen zodat het veranderd in een rugsteun. Zodoende creëert u een stoel aan de voorzijde van de tafel. In combinatie met de lange kniesteun is dit ideaal voor het gipsen van eht afhankelijk been.

- Zet het torso-deel in de hoogste stand door het desbetreffende symbool in te drukken op de voetschakelaar.
- Trek het zitdeel omhoog tot u een “klik” hoort.
- Om de leuning weg te klappen trekt u aan de onderzijde de zwarte trekknop uit en vouwt u de zitting terug.

**WARNING**

- Let goed op bij het terugvouwen van de zitting. Zorg ervoor dat niemand de voetschakelaar kan bedienen als u de trekknop uittrekt.

| | | |
|---|---|---|
| <p>Lange kniesteun</p>  |  | <p>Deze kniesteun kan alleen gebruikt worden in combinatie met de klem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klem aanbrengen op de rails: breng de klem in een neerwaartse beweging aan op de rails. Maak de klem vast met de knevel aan de onderzijde van de klem. • Steun aanbrengen in klem: Zet de accessoire in de klem en draai knevel in het midden van de klem vast. • Hoek aanpassen: Draai de middelste knevel van de klem los en de accessoire in de juiste hoek. Draai de knevel weer vast als de gewenste positie is bereikt. |
| <p>Nekkussen met klittenband</p>  |  | <p>Dit kussen wordt gestoffeerd in de kleur van de tafel. Aan de achterzijde is het voorzien van een elastische band met klittenband. Hierdoor is het keuze vrijwel over te plaatsen.</p> |
| <p>Set insteekbare hiel/haksteunen</p>  |  | <p>Met behulp van deze steunen kunt de patiënt ideaal positioneren voor verschillende toepassingen. Ook maakt het bestaande behandelingen een stuk makkelijker,</p> <ul style="list-style-type: none"> • De haksteunen kunnen op drie verschillende plaatsen worden in gestoken. Onder de bovenbeensteun, en onder de beensteunen op twee posities. • Na gebruik zijn de steunen gemakkelijk op te Bergen de achterzijde van de tafel, aan de papegaai.  |
| <p>Papierrolhouder</p>  |  | <p>De papierrolhouder wordt bevestigd aan de papegaai aan de achterzijde van de tafel. Daardoor beweegt het papier altijd mee met de tafel, en wordt er niet onnodig papier verbruikt. De maximale rol-breedte is 60cm.</p> <p>Rol aanbrengen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwijder de zwarte knop en trek de roestvrijstalen pen uit de houder. • Breng de rol aan tussen de houders en duw de RVS stang door de houders en door de rol. • Draai de zwarte knop weer vast om de rol vast te zetten. |

| | | |
|---|---|---|
| <p>Kleine wielen(standaard)</p>  | <p>Grote wielen</p>  | <p>Standaard wordt de tafel geleverd met kleine wielen met een diameter van 75mm. Als optie kan de tafel geleverd worden met grote wielen met een diameter van 125mm. Let op dat dit effect heeft op de laagste en hoogste stand van de tafel.</p> <p>Het wielhefsysteem werkt in beide gevallen hetzelfde.</p> |
| <p>Set krukhouders</p>  | | <p>Als optie kunt u kiezen voor een set krukhouders aan de achterzijde van de tafel.</p> <p>Tijdens het behandel kan de patiënt daar de krukken plaatsen en na behandeling weer meenemen.</p> |

4. SCHOONMAAK

Om de bekleding een langere levensduur te geven dient de tafel regelmatig schoon gemaakt te worden. Gebruik een doek of een zachte borstel met water en een neutraal reinigingsmiddel voor het reinigen. Vlekken op de bekleding moeten onmiddellijk worden verwijderd met eventueel een sterker reinigingsmiddel verdund in 20% water. Goed naspoelen en drogen.



WAARSCHUWING



- ZORG ERVOOR DAT DE BANK PERFECT SCHOON IS DOOR HET KUNSTLEER TE ONTSMETTEN EN HET TOEPASSEN VAN NIEUW PAPIER/HOES BIJ ELKE NIEUWE PATIENT
- AGRESSIEVE REINIGSMIDDELEN KUNNEN SCHADE TOEBRENGEN AAN DE OPPERVLAKKEN.
- GEBRUIK GEEN STOOM JETS, WASTUNNELS, OF HOGEDRUK REINIGERS

5. ONDERHOUD

Onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door technici die vertrouwd zijn met de inhoud van deze gebruiksaanwijzing. Controleer altijd of de apparatuur veilig is na "ruwe behandeling" (bijvoorbeeld val, hobbels, enz.) en elk moment dat u twijfelt over de veiligheid.

PREVENTIEF ONDERHOUD

Preventief onderhoud moet worden uitgevoerd met de frequentie die in de tabel is aangegeven.

| FREQUENTIE | PROCEDURE |
|--|--|
| Elke 6 maanden of ten minste eenmaal per jaar | Algemene schoonmaak apparatuur |
| | Visuele en functionele inspectie van de uitrusting en verwante hydraulische en handmatige besturingselementen. |
| | Frame en mechanische onderdelen: Controleer of schroeven en bouten vast zitten; staat van bussen en pennen, aanwezigheid van scheuren en vervormingen of schade. |
| | Gasveer mag alleen olie vertonen in de vorm van smeerolie op de zuigerstang. Overtollige olie kan duiden op lekkage. |
| | Controleer of de verstelbare secties stabiel zijn en niet meegeven wanneer de bedieningshendels niet worden bediend. |
| | Rem controle: Controleer regelmatige de werking van het wielhefsysteem. Controleer of de tafel stabiel staat wanneer de tafel op de poten staat. |
| | Wielen: deze moeten goed zijn vastgezet en in goede conditie verkeren. De rollen moeten soepel lopen en loopvlakken moet vrij zijn van eventuele belemmeringen. |
| Aan het einde van de bovenstaande activiteiten, dient u de inspectie te voltooien door het uitvoeren van een lift cyclus met de aangegeven maximale veilige belasting. | Let tijdens het gebruik op ongewone geluiden of trillingen. Dit kan duiden op een defect in het mechanisme of de actuator. |
| | |

CORRECTIEF ONDERHOUD

Om veiligheidsredenen en om te voorkomen dat de garantie ongeldig wordt verklaart, kan geen onderdeel worden geopend of behandeld voor reparatie. Eventuele fouten op de hydraulische zuiger, de gasdrukveren en het wiel-systeem moet worden gediagnosticeerd door Wesseling BV, die de meest geschikte actie zal organiseren.

**WAARSCHUWING**

- MOCHT DE VEILIGHEID VAN PATIENT OF GEBRUIKERS IN GEVAAR KOMEN SCHAKEL DAN ONMIDDELLIJK DE STROOM UIT TOTDAT HET PROBLEEM IS VERHOLPEN
- EVENUTELE GEBREKEN, SCHADES EN ONDERHOUDSBEURTEN DIE BELANGRIJK ZIJN VOOR DE VEILIGHEID MOETEN WORDEN GEREgistREED IN HET BIJGESLOTEN FORMULIER.

RESERVEONDERDELEN

Gebruik alleen originele reserveonderdelen van Wesseling. Neem contact op met Wesseling BV voor de onderdelen die u wellicht nodig heeft.

6. PROBLEMEN OPLOSSEN

DIRECT E-MAIL VOOR TECHNISCHE- OF GEBRUIKERS ONDERSTEUNING:

info@wesseling-bv.com

Als u liever met een van ons wilt spreken via de telefoon kunt u bellen op: +31-20 497 5183



Let op:

- Voordat u contact opneemt voor service of ondersteuning, dient u het "serienummer" te noteren. Dit nummer vindt u in het productlabel gekoppeld aan de apparatuur (zie voorbeeld hierboven). Dit zal de dienstverlening versnellen en verbeteren.

De apparatuur werd getest naar aanleiding van zeer strenge voorwaarden. Tijdens de test zijn geen specifieke breuken of fouten opgetreden. Indien de apparatuur niet werkt, volg dan onderstaande probleemoplossingsproces.

| Issue | Cause | Solution |
|---|---|----------------------|
| Verstelling van de delen werkt niet of posities worden niet behouden. | Gasveer is defect of niet goed ingesteld | Contact Wesseling BV |
| | Gasveerkabel defect of gebroken | |
| Een van de motoren werkt niet | Één van de schakelaars is niet goed aangesloten of defect | Contact Wesseling BV |
| | Het netsnoer is niet goed aangesloten of defect | |
| | Één van de motoren is niet goed aangesloten of defect | |

7. TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|--|--|
| Product Name | New Plaster Master |
| Product Code | PLASTMAST00 |
| Safe working load | 200kg |
| Max patient weight | 175kg |
| Electric adjustable sections | 3 |
| Height adjustment: complete table | Kleine wielen: 61 naar 111cm met een snelheid van 11mm/s - 10.000N, 850W, 3.6Ah, slag 200mm Grote wielen: 65 naar 115cm met een snelheid van 11mm/s |
| Height adjustment: upper body section | 0 naar 30cm met een snelheid van 10mm/s - 8000N, 470W, 2.0Ah, slag 200mm |
| Adjustment electric backrest | 0° naar 90° met een snelheid van 14mm/s - 2000N, 350W, 1.5Ah, slag 200mm |
| Adjustment system | Elektrische actuatoren van Duitse makkelijk |
| Adjusting electrics | Drie-weg RVS voetschakelaar. |
| Sections adjusted by gas spring | 4 |
| Upper leg sections | 0° - 65° |
| Lower leg sections | +45° - -90° |
| Adjusting gas spring | Door hendels aan beide zijden van de tafel. |
| Wheels | Ø75mm of Ø125mm (optioneel) |
| Braking system | Centraal wielhefsysteem, bediening aan de achterzijde van de tafel |
| Equipment weight | ± 150kg |
| Length | 212cm met beendelen horizontaal / 165 cm met beendelen verticaal |
| Width | 64cm |
| Height | 207cm – 255cm (totale hoogte met papegaai) |
| Upholstery thickness | ± 55mm |
| Filling | Polyether SG 90/30 / zitgedeelte is voorzien van een extra laagschuim voor comfort. |
| Semi Leather | Original SKAI® of STAMSKIN |

8. GARANTIE EN VOORWAARDEN

ALGEMENE AFTER-SALES SERVICE VOORWAARDEN VOOR WESSELING-ITEMS

De garantie heeft een geldigheid van 24 maanden vanaf de datum van levering.

De garantie dekt geen verbruiksgoederen, oplaadbare batterijen en over het algemeen al het materiaal onderworpen aan slijtage, storingen veroorzaakt door stoten, waterschade, misbruik of onjuist gebruik, toevallige gebeurtenissen en transportschade. De garantie zal automatisch ongeldig worden gemaakt als er met de apparatuur is geknoeid.

Reparatie van de apparatuur zal worden uitgevoerd specialisten en moet worden gemeld aan de verdeler.

Schatting moet specifiek worden aangevraagd.

Betaling is vooraf, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt.

Voor elk geschil bedraagt de enige bevoegde gerecht de rechtbank te Amsterdam

REPARATIES BINNEN DE GARANTIE

Reparaties buiten de garantie moeten uitdrukkelijk worden aangevraagd.

Herstelwerkzaamheden onder garantie zal worden uitgevoerd in onze werkplaats en van de vergunning

De retourverzending voor producten die worden verzonden in hun originele verpakking zullen kosteloos worden gemaakt.

Een fiscaal document (factuur van de verkoop, factuur of contanten aankoop bon) is vereist voor een garantieclaim; de aankoopdatum aangegeven op de bon bepaalt of de claim binnen de garantie periode is of niet.

Indien bij inspectie, het product volledig blijkt te functioneren, worden de uitgaven alsnog in rekening gebracht aan de cliënt.

REPARATIES BUITEN DE GARANTIE

Voor reparaties buiten de garantie uitgevoerd in de fabriek, wordt transportkosten doorberekend aan de klant.

De garantie op de onderdelen die worden vervangen tijdens de herstelwerkzaamheden is 12 maanden vanaf het moment dat de apparatuur wordt geplaatst.

Indien bij inspectie, het product volledig blijkt te functioneren, worden de uitgaven alsnog in rekening gebracht aan de cliënt.

REPARATIES THUIS GEMAAKT

In het geval dat reparaties moeten worden gemaakt bij de klant thuis, is een schriftelijk verzoek nodig met daarin de gegevens van de monteur, de gegevens van het product en details van het defect.

De kosten per kilometer en arbeidsloon van de technicus die op locatie komt zal van te voren worden overeengekomen met de klant.

Tijd en kilometers worden berekend vanaf het moment dat de technicus onze werkplaats verlaat totdat hij/zij terugkeert.

VERKOOP VAN RESERVEONDERDELEN EN VERBRUIKSGOEDEREN

Orders moeten schriftelijk worden door gegeven met daarin het item, de verzendwijze en de gegevens van de klant.

De volgorde van verwerkingstijd kan variëren afhankelijk van de beschikbaarheid van het materiaal.

Reserve onderdelen kunnen niet worden geretourneerd.

9. SERVICE RECORD

| PRODUCT: | | DATUM INSTALLATIE: | | GARANTIENUMMER: | |
|---------------|----------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--|
| SERVICE DATUM | UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN: | NAAM MONTEUR: | HANDTEKENING | VOLGENDE DATUM | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |